

cauzioni di sicurezza |

THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN SOCIETY OF CLIMATE ENGINEERS

Non basta. Per la S. garantisce questo prodotto per un periodo di 3 anni in tutte le sue parti e contro qualsiasi danno di fabbricazione e di funzionamento a partire dalla data di consegna al consumatore finale e senza alcun costo per questo utilizzo.

La presente garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Quando i dati riportati sulla garanzia o sulla prova d'acquisto non corrispondono al prodotto.
- Quando il prodotto è stato utilizzato in condizioni diverse da quelle normali o se è stato utilizzato senza rispettare le istruzioni per l'uso che accompagnano questo documento di garanzia.
- Quando il prodotto è stato appeso o alterato da persone non autorizzate.

Attenzione all'ambiente e al smaltimento dei rifiuti:

- Le apparecchiature elettroniche ed elettroniche (AEE) e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per l'uomo e per l'ambiente, se lo smaltimento dei rifiuti non viene effettuato correttamente.
- Le apparecchiature elettroniche ed elettroniche e le batterie devono essere consegnate da questo simbolo, che indica che questi prodotti non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti.

lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie può essere consegnato gratuitamente presso la stazione di riciclaggio locale o un altro tipo di sistema di raccolta. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio tecnico locale.

- Persone sottoposte a trattamento medico.
- Persone con febbre (37 gradi Celsius o superiori).
- I bambini e i neonati non devono usare questo prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su animali domestici o di compagnia.

● Durante l'uso, non mettere l'apparecchio a contatto con metalli o altri prodotti per evitare di danneggiarlo.

Stoccaggio del prodotto

● Quando si ripone il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, posizionarlo in piano in una borsa a rete asciutta con la superficie contrassegnata rivolta verso il basso.

● Spegner il dispositivo e scollegare l'adattatore CA dedicato dalla presa di corrente quando non lo si utilizza.

● Non conservare il dispositivo vicino a fiamme libere, in luoghi caldi e umidi come bagni o interni di automobili.

La parte superiore del gluteo

Istruzioni per l'uso

Questo prodotto si usa dentro e fuori la vasca da bagno.
Applicare sulla parte inferiore del corpo durante il bagno.

● Quando si scollega l'adattatore AC dalla presa di corrente, non tirare il cavo di alimentazione. Tenere l'adattatore da un lato. Inoltre, non toccare la spina con le mani.

Accessori

Adattatore AC speciale per il
Punto di ricarica

The diagram shows a rectangular AC adapter with a cable extending from it. The cable ends in a circular connector labeled 'Punto di ricarica' (Charging point). The adapter is labeled 'Adattatore AC speciale per il' (Special AC adapter for the).

 Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali.

Il tempo effettivo può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni d'uso.

 Avvertenze _____

 ● Non utilizzare nelle seguenti aree al di fuori dell'area designata, in quanto ciò potrebbe causare incidenti e problemi alla pelle e al corpo.

Vietato ● Non appendere oggetti pesanti e non utilizzare l'apparecchio in modo improprio per evitare di danneggiarlo.

Vietato Non utilizzare spine elettriche danneggiate o far funzionare l'apparecchio con un adattatore danneggiato o una presa allentata, per non incorrere in incendi dovuti a scosse elettriche.

 Avvertenze

※ Durante l'uso, non appoggiare le mani sulla sezione di alimentazione, perché si potrebbe avvertire una forte corrente elettrica.

※ Dopo l'uso, una piccola quantità di polvere di carbone può sciogliersi in acqua e causare uno scolorimento. Non si tratta di un fenomeno anormale. In caso di sporco, risciacquare con acqua.

asciutto e farlo asciugare in un luogo fresco e ben ventilato. Questo perché lasciare il dispositivo in uno stato umido può causarne il deterioramento.
