

ELEXA HAND 72x72

Sotsu Medical Co., Ltd.
 3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
 Designed in Japan. Made in China.
 ©2023 SOTSU MEDICAL CO., LTD.
 www.mytrex.es

Servicio al cliente en España y Portugal MYTREX

De lunes a viernes de 9:00h a 18:00h

Producto distribuido por: Innov8 Iberia S.L.
 Oficia planes: 7-4, Corti Sopena Devp, 13911B, Barrio de
 Servicio al cliente: (91) 60200000 | Email: (91) 60200000 | Web: (91) 60200000

MYTREX ELEXA HAND

Manual de instrucciones



Muchas gracias por adquirir este producto. Lea atentamente este manual de instrucciones y utilice el producto de forma correcta y segura.

PRECAUCIONES de seguridad

En esta sección se explican importantes precauciones de seguridad que deben seguirse al utilizar el dispositivo. Lea atentamente las instrucciones al usuario o a otras personas, así como daños materiales.

Sobre las etiquetas de ADVERTENCIA

Los siguientes símbolos se utilizan para indicar la gravedad de los peligros o daños que pueden derivarse de un uso inadecuado:

- ADVERTENCIA:** Indica "riesgo de muerte o lesiones graves" si el producto se utiliza incorrectamente.
- PRECAUCIÓN:** Indica "riesgo de lesiones leves o daños materiales" si el producto se utiliza incorrectamente.
- Prohibido:** Indica las acciones que están estrictamente prohibidas.
- Obligatorio:** Indica acciones "obligatorias" que deben seguirse estrictamente.

Especificaciones del fabricante

Innov8 Iberia S.L. garantiza este producto por el término de 3 años en todas sus partes y contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para éste.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
- Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.
- Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:
 Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales peligrosos y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que significa que estos residuos no pueden eliminarse junto con residuos domésticos normales, sino que debe separarse. Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se pueden entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección local.

ADVERTENCIA

Prohibido:

- No utilice nunca este producto junto con los siguientes dispositivos médicos eléctricos: No se permite el uso de este producto con dispositivos médicos eléctricos que utilicen los siguientes dispositivos médicos eléctricos mientras utiliza este producto.
- De la contrario, podrían producirse accidentes o un funcionamiento incorrecto de los dispositivos médicos, lo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Dispositivos médicos eléctricos implantados, como marcapasos.
- Dispositivos médicos eléctricos de soporte vital, como máquinas cardiopulmonares artificiales.
- Dispositivos médicos eléctricos portátiles, como electrocardiógrafos.

• No utilice en las siguientes zonas:

- Hacerlo puede causar accidentes o problemas en la piel o el cuerpo.
- Personas que no pueden controlar sus intenciones o manejar el producto de forma autónoma.
- Personas embarazadas que hayan dado a luz recientemente o que puedan estar embarazadas.
- Personas a las que el médico haya prohibido hacer ejercicio.
- Personas con heridas desde los dedos hasta los brazos.
- Personas con implantes ortopédicos como tornillos.
- Personas que hayan consumido alcohol.
- Personas con fiebre (38 °C o más).

ADVERTENCIA

Prohibido:

- No utilice en las siguientes zonas:
- Esto puede causar accidentes o problemas en la piel o el cuerpo.
- Zonas distintas de las manos y los dedos.
- Zonas con implantes, como tornillos.
- Zonas que hayan sido sometidas a cirugía ortopédica.
- Zonas con dentaduras de metal, plástico o aluminio.

• No tome si se encuentra mal, somnoliento, ha bebido alcohol o inmediatamente después de comer. Tampoco tome mentol, como beta, mentol o canfora. Esto puede causar accidentes o lesiones.

• No utilice de forma distinta a la prescrita. Esto puede causar accidentes, lesiones o problemas de salud.

• No permita que el metal entre en contacto con el producto mientras está en funcionamiento. Esto puede provocar una descarga eléctrica.

• No utilice, almacene ni cargue el producto en cuartos de baño u otros ambientes húmedos. Tampoco lo coloque en zonas donde sea propenso a la exposición al agua. Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Capacidad de carga máxima	30kg
Temporizador de apagado automático	15 minutos
Entorno operativo	Temperatura 5°C to 40°C, Humedad relativa <math>< 90\% RH</math>
País de fabricación	China

*No utilice un adaptador con más de 2 A de salida. (Utilice un adaptador de AC compatible con USB disponible en el mercado).

Este producto contiene una batería de iones de litio. Cuando se deshaga de este producto, siga las normas locales de separación de residuos.

Especificaciones del producto

Marca	MYTREX
Nombre del producto	ELEXA HAND
Número de modelo	MT-EH24B
Alimentación nominal	DC5V / 1A(USB)
Consumo de energía	Aproximadamente 0.15W
Batería	Batería de iones de litio 350mAh, 3.7V
Fuente de alimentación	Adaptador de AC, puerto USB del PC, etc.
Adaptador de AC compatible	5V / 1A or 5V / 2A*
Tamaño / Peso	Aproximadamente 66mm / 107g
Frecuencia EMS	Aproximadamente 25Hz
Materiales	Resina ABS, Elastómero, TPU

ADVERTENCIA

Prohibido:

- No utilice, almacene ni cargue el producto en lugares expuestos a la luz solar directa o a altas temperaturas (como cerca del fuego, en un coche bajo el abrigo, etc.). Esto puede provocar incendios, sobrecalentamiento, quemaduras o fallas de funcionamiento.
- No coloque objetos pesados sobre el producto ni lo manipule bruscamente. Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No almacene el producto en lugares inestables. Tampoco deje caer el producto ni sus accesorios, ni los someta a impactos fuertes. Esto puede causar lesiones o daños al producto.
- No permita que líquidos, metales, objetos extraños o polvo se adhiera a los huecos o conectores del producto y sus accesorios. Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a cortocircuitos.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Las personas incluidas en las siguientes categorías deben consultar con un médico antes de utilizar el producto. Incluido si no pertenecen a estas categorías pero tiene alguna duda sobre el uso del producto, consulte a un médico.
- Personas que estén recibiendo tratamiento en una institución médica.
- Personas que experimenten fatiga, escalofríos, fluctuaciones de la presión arterial o ansiedad.
- Personas con lesiones nerviosas o deficiencias sensoriales o motoras de salud.
- Personas con deficiencias sensoriales debidas a trastornos circulatorios periféricos graves, como la diabetes.
- Personas con alergias.
- Personas con trastornos del equilibrio, como mareos o vértigos.
- Personas con trastornos oculares, como glaucoma, desprendimiento de retina o conjuntivitis, o con trastornos auditivos, como otitis media.
- Personas que estén embarazadas.
- Personas con infecciones cutáneas (diversas inflamaciones de la piel, infecciones cutáneas, irritación cutánea o propensión a la formación de hematomas).

Cómo limpiar y almacenar

Cómo limpiar

- Apague siempre el aparato y desconecte el cable USB antes de limpiarlo.
- Nunca lave la unidad principal ni el cable USB con agua.
- Limpie la unidad principal con un paño seco y suave para eliminar la suciedad. Si la suciedad es apreciable, sumerja un paño suave en un detergente neutro diluido con agua tibia, escúrralo bien y limpie suavemente la superficie de la unidad principal.
- No utilice disolventes como alcohol, diluyente o benceno. Esto puede causar fallos de funcionamiento, grietas en las piezas o deterioro.

Cómo almacenar

- Cuando no lo utilice, apague la unidad principal y desenchufe el cable USB del adaptador de AC o de otra fuente de alimentación antes de guardarlo.
- No deje el producto cerca de fuego, bajo el sol abrasador o en ambientes de alta humedad como cuartos de baño o dentro de un coche. Guárdelo en un lugar limpio, bien ventilado, fresco y seco.
- Cuando el producto fuera del alcance de los niños.
- Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, limpie la unidad principal, carguela completamente y, a continuación, guárdela. Además, haga funcionar el producto una vez al mes y recargue. Si se deja sin cargar durante un período prolongado, es posible que no pueda volver a cargarse.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Antes de utilizar, compruebe siempre que el producto no presenta daños. Si detecta alguna anomalía, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Durante el uso, no permita que nadie más que el usuario toque los botones de operación, y asegúrese de que nadie más lo toque. Esto puede causar lesiones o accidentes inesperados.
- Deje de utilizar el producto si la unidad principal o los accesorios dependen un olor extraño o un calor anormal. Esto puede causar daños al producto o lesiones.
- Desconecte el cable USB de la unidad principal cuando no lo utilice o si hay tormenta.
- En caso de cualquier anomalía, apague inmediatamente la alimentación de la unidad principal y desconecte el cable USB durante la carga.
- No utilice el producto si se encuentra en un estado anormal, como emisión de humo, ruidos extraños u olores.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Personas con cardiopatías, trastornos circulatorios, diabetes o cáncer. Hacerlo puede causar lesiones graves de la presión arterial o de los vasos sanguíneos (por ejemplo, hipertensión, infarto cerebral, cardiopatía, tromboembolia, aneurisma de la aorta, etc.).
- Personas con heridas, hemorragias internas o propensas a las hemorragias internas.
- Personas con anomalías de coagulación, como trastornos de la coagulación, osteoporosis o hernias.
- Personas con trastornos respiratorios.
- Individuos que sientan anomalías en el cerebro o los nervios (como epilepsia).
- Individuos con trastornos funcionales (individuos con tumores benignos).
- Personas con síntomas agudos de trastornos de órganos internos (gastroenteritis, hepatitis, etc.).
- Individuos con espasmos, distensiones o lesiones similares, individuos propensos a estas afecciones, osteomielitis, tendinitis, latigazo cervical, lesiones de la columna cervical, anemia reumatoide, aneurisma de la aorta, estenosis espinal, hernias discales, gota o enfermedades agudas (relacionadas con el dolor).

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Para los usuarios con niveles o las personas mayores, mantener un nivel bajo de EMS durante un corto periodo de tiempo y aumentarlo gradualmente a medida que el cuerpo se acostumbra. Un aumento repentino de la intensidad del ejercicio puede provocar lesiones o problemas de salud.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Retire todos los accesorios metálicos y conductores de electricidad del cuerpo antes de utilizar el producto. Existe el riesgo de recibir fuertes descargas.
- Antes de utilizar, compruebe siempre que el producto no presenta daños. Si detecta alguna anomalía, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Durante el uso, no permita que nadie más que el usuario toque los botones de operación, y asegúrese de que nadie más lo toque. Esto puede causar lesiones o accidentes inesperados.
- Deje de utilizar el producto si la unidad principal o los accesorios dependen un olor extraño o un calor anormal. Esto puede causar daños al producto o lesiones.
- Desconecte el cable USB de la unidad principal cuando no lo utilice o si hay tormenta.
- En caso de cualquier anomalía, apague inmediatamente la alimentación de la unidad principal y desconecte el cable USB durante la carga.
- No utilice el producto si se encuentra en un estado anormal, como emisión de humo, ruidos extraños u olores.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- No desmontar, reparar ni modificar. Podría provocar un incendio o un funcionamiento incorrecto.
- No saboree agua sobre la unidad principal ni los accesorios, ni los lave con agua. Tampoco coloque objetos pesados sobre el mango de funcionamiento ni el pegajoso. Esto puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito, incendios por cortocircuitos, quemaduras y otros peligros.
- No mantenga el cable USB alejado del almacenamiento. El cable puede causar un mal funcionamiento.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Utilice únicamente el cable USB incluido. No lo utilice con otros productos. Esto puede causar un mal funcionamiento o accidentes.
- Cuando lo utilice, asegúrese de sujetar bien el producto antes de encenderlo. Después de usarlo, apague, siempre y después de usarlo. Existe el riesgo de recibir una fuerte descarga.
- Limpie regularmente la unidad principal y los accesorios eliminando cualquier resto de suciedad. La acumulación de polvo o suciedad puede causar fallos de funcionamiento. Cuando se acumula la suciedad, el uso prolongado puede provocar daños o degradación de la batería.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- No utilice más de una vez al día (máximo 15 minutos) por mano. El uso prolongado puede causar efectos adversos o lesiones.
- No se ponga de pie ni se siente sobre la unidad principal, ni la utilice aplicando un peso excesivo. Esto puede causar daños al producto o lesiones.
- No utilice con otros aparatos electrónicos o productos de belleza. Esto puede causar efectos adversos o lesiones.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- No utilice el producto si se encuentra en un estado anormal, como emisión de humo, ruidos extraños u olores.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de apagado (Off) durante aproximadamente 2 segundos para detener el funcionamiento durante el uso.

*Si transcurren aproximadamente 15 minutos o el estado de EMS apagado (sin estimulación) continúa durante 1 minuto, el producto se apagará automáticamente.

Se apaga automáticamente a los 15 minutos o Mantenga pulsado para apagar.

ADVERTENCIA

Obligatorio:

- Mantenga pulsado el botón de encendido (On) durante unos 2 segundos para encender el aparato.

*Al conectar la alimentación, las luces indicadores de estado comenzarán a parpadear y el producto entrará en modo de espera (EMS apagado).

Indicadores luminosos de estado para ajustar el nivel de EMS.