

1	54
---	----

Sobre accesorios adicionales

Utilice el modo EMS para una estimulación específica de los músculos faciales.

Utilice en el modo de radio de las musculas faciales (RF EMS) especialmente para el cuidado específico de las zonas de la cara y la boca.

Nombre del producto: Accesorio accesorio MYTREP.

Precauciones de seguridad

Por favor, utilice el aparato de acuerdo con las precauciones de seguridad y no lo use de forma inadecuada. Si no puede seguir una instrucción, deje de utilizar el aparato inmediatamente y póngase en contacto con la tienda de venta de aparatos o con el servicio de atención al cliente por correo electrónico. No siga utilizando el aparato si el cable de conexión tiene alguna anomalía.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Este dispositivo cumple con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la Directiva de Residuos Peligrosos (RDPE). Este dispositivo cumple con la Directiva de Residuos Peligrosos (RDPE) y la Directiva de Residuos Peligrosos (RDPE).

Este dispositivo cumple con la Directiva de Residuos Peligrosos (RDPE) y la Directiva de Residuos Peligrosos (RDPE).

Términos y condiciones

Este producto S.M. garantiza el rendimiento por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra o cuando el producto sea defectuoso. No se garantiza el rendimiento por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra o cuando el producto sea defectuoso.

Este producto S.M. garantiza el rendimiento por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra o cuando el producto sea defectuoso.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

La batería recargable

La batería se carga en un cargador suministrado (no incluido por la garantía).

La batería se carga en un cargador suministrado (no incluido por la garantía).

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Preguntas frecuentes

¿Puede utilizarse fuera del agua? ... ¿Cuál es el tiempo de uso apropiado? ... ¿Puede utilizarse con otros dispositivos?

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Comprobación de averías

Para hacer comprobación de averías antes de reparar. Si sigue sin poder funcionar, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente o con el departamento de atención al cliente por correo electrónico.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Especificaciones del producto

Marca	MYTREP
Nombre del producto	PROVE
Modelo	MTF-P22B
Categoría de clasificación	CEC 11, CA
Adaptador AC incluido	Adaptador AC incluido: 100V-240V 50/60Hz, salida CEECA 11A
Consumo de energía	Batería recargable: 500 mAh (durante la carga)
Batería	Batería de iones de litio integrada de 3.7 V y 1100 mAh
Temporizador	15 minutos
Duración de la batería*	Hasta 11 horas aproximadamente (utilizando el nivel 1) aproximadamente 7 horas (cuando se utiliza el nivel 2)

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Modos de almacenamiento

Después de utilizar el dispositivo, asegure de que el dispositivo se almacene correctamente.

Después de usar, asegure de limpiar el aparato para mantener sus prestaciones. Esto son los pasos a seguir:

- 1 Limpie el aparato y el accesorio bajo el grifo para eliminar cualquier resto de pelo o suciedad.
- 2 Limpie el aparato y el accesorio bajo el grifo para eliminar cualquier resto de pelo o suciedad.
- 3 Limpie el aparato y el accesorio bajo el grifo para eliminar cualquier resto de pelo o suciedad.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Deep EMS Nivel 1-5

Para el cuidado corporal y el modo EMS con el accesorio corporal en la cara, el cuello y los hombros.

ADVERTENCIA

- No utilizar el aparato en áreas húmedas o con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.
- No utilizar el aparato en áreas con agua.

Antes de utilizar el aparato, confirme lo siguiente:

- 1 El estado del aparato y los accesorios pueden cambiar o tener algún defecto que requiera cuidado.
- 2 El estado del aparato y los accesorios pueden cambiar o tener algún defecto que requiera cuidado.
- 3 El estado del aparato y los accesorios pueden cambiar o tener algún defecto que requiera cuidado.

Antes de utilizar el dispositivo, asegure de que está completamente cargado.

Para utilizar con un cable de conexión de la batería, asegure de que el cable de conexión de la batería está completamente cargado.

Deep EMS Nivel 1-5

Para el cuidado de las musculas faciales, utilice el accesorio facial en la cara, el cuello y los hombros.

Del manual de instrucciones, las siguientes partes están etiquetadas:

Dispositivo, Accesorio accesorio MYTREP, Batería recargable, Cable de conexión de la batería, Adaptador de CA.

Accesorios

El accesorio de conexión para administración de modo de estimulación. Para obtener información detallada sobre los modos, consulte la página 21. Modo de estimulación.

Base de carga

Para cargar el dispositivo, asegure de que el dispositivo se almacene correctamente.

Modos y funciones

El modo de estimulación de la batería y el modo de estimulación de la batería. El modo de estimulación de la batería y el modo de estimulación de la batería.

Antes de utilizar el dispositivo, asegure de que está completamente cargado.

Para utilizar con un cable de conexión de la batería, asegure de que el cable de conexión de la batería está completamente cargado.

Antes de utilizar el aparato sobre la piel, se recomienda realizar una prueba de parche.

- 1 Aplicar una cantidad suficiente de gel conductivo.
- 2 Aplicar una cantidad suficiente de gel conductivo.
- 3 Aplicar una cantidad suficiente de gel conductivo.

Precauciones de uso

Utilice el aparato en la zona de la cara y el cuello. No lo utilice durante más de 20 minutos al día.